

Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»

ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606

пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,

223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,



Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Питательные среды Millipore в ампулах



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
КОЛИФОРМЫ+ <i>E. COLI</i> 	m-ColiBlue24 Broth M00PMCB24	Вода, питьевая вода, пивоварение, вода после водоподготовки, химическое и фармацевтическое пр-во	24 часа / 35С	E.coli колонии синего цвета, колиформы красного цвета	m-ColiBlue 24 kit кат. PDMCBKIT1 (ColiBlue24 кат. M00PMCB24 и чашки Петри кат. MSP010063)
КОЛИФОРМЫ 	m-Endo Total Coliform Broth MHA000P2E	Вода, питьевая вода	24ч / 35С	Колонии колиформ ярко-красного цвета с металлическим блеском	Не ферментирующие лактозу бактерии бесцветные

Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»


ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606
 пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
 223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
ФЕКАЛЬНЫЕ КОЛИФОРМЫ 	m-FC Broth with Rosolic Acid MHA000P2F	Вода	24ч / 44С	Колонии фекальных колиформ синего цвета	Не фекальные колиформы серого или кремового цвета



Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»


ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606
 пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
 223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
ФЕКАЛЬНЫЕ КОЛИФОРМЫ 	m-FC without Rosolic Acid MHA00FCR2	Вода	24ч / 35С	Колонии фекальных колиформ синего цвета	Другие м/о растут серые или кремовые



Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»


ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606
 пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
 223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
<p>ДРОЖЖИ И ПЛЕСЕНЬ</p> 	<p>m-Green Yeast and Mold Broth MHA000P2M</p>	<p>Пивоварение</p>	<p>48-72ч / 28-32С</p>	<p>Большие колонии дрожжей с зеленым ореолом непрозрачные</p>	<p>Плесени растут зеленого цвета</p>



Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»

ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606


пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
<p>ДРОЖЖИ & ПЛЕСЕНЬ, МОЛОЧНО-КИСЛЫЕ БАКТЕРИИ</p> 	<p>Orange Serum Broth</p> <p>MHA000P20</p>	<p>Пивоварение</p>	<p>48-120ч /24-32 С</p>	<p>Крупные колонии дрожжей белые и кремовые, бактерии меньшего р-ра белые</p>	



Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»

ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606


пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
<p>ДРОЖЖИ & ПЛЕСЕНИ, МОЛОЧНОКИСЛЫЕ БАКТЕРИИ</p> 	<p>Wallerstein Nutrient Broth (WLN) MHA000P2N</p>	<p>Пивоварение, Детекция бактерий, дрожжей и плесеней в сусле, пиве, полупродуктах</p>	<p>40-48ч – до 5 дней</p>	<p>Колонии бактерий небольшие зеленого цвета, дрожжи кремовые или светло-зеленые</p>	



Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»


ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606
пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
<p>ДРОЖЖИ, УСТОЙЧИВЫЕ К ИНГИБИТОРАМ</p> 	<p>Prv (Preservative Resistant Yeast) Broth MHA00PRV2</p>	<p>Пивоварение</p>	<p>48-72ч / 30С</p>	<p>Колонии желтого цвета</p>	



Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»


ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606
пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
<p>ДРОЖЖИ & ПЛЕСЕНИ, МОЛОЧНОКИСЛЫЕ БАКТЕРИИ</p> 	<p>MRS broth (De Man, Rogosa & Sharpe)</p> <p>MHA00MRS2</p>	<p><i>Подсчет Lactobacillus spp, L. brevis, L. fermenti в пробах пива и др.</i></p>	<p>48-72ч / 25-35С</p>	<p>Небольшие белые колонии</p>	



Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»

ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606

пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,



223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
<p>ДРОЖЖИ & ПЛЕСЕНИ</p> 	<p>Yeast and Mold Selective Broth MHA00P2SM</p>	<p>Пивоварение, пр-во безалкогольных напитков</p>	<p>48-72ч / 25-35С</p>	<p>Большие колонии дрожжей с зеленым ореолом непрозрачные.</p>	<p>Плесени растут зеленого цвета</p>
<p>ОМЧ</p> 	<p>m-HPC Broth MHA000P2S</p>	<p>Вода</p>	<p>48-72ч / 25-35С</p>	<p>Обычно колонии белые или прозрачные, некоторые продуцируют пигмент</p>	

Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»

ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606



пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
<p>ОМЧ</p> 	<p>Tryptone Glucose Extract Broth (TGE) MHA000P2T</p>	<p>Универсальная</p>	<p>48-72ч / 25-35С</p>	<p>Обычно колонии белые или прозрачные, некоторые продуцируют пигмент</p>	
<p>ОМЧ</p> 	<p>Tryptic Soy Broth MHA000T2B</p>	<p>Универсальная</p>	<p>48-72ч / 25-35С</p>	<p>Обычно колонии белые или прозрачные, некоторые продуцируют пигмент</p>	



Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»

ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606


пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
<p>ОМЧ</p> 	<p>Tryptone Glucose Extract(TGE) Broth with Indicator - Tergitol MHA00P2TT</p>	<p>Универсальная</p>	<p>48-72ч / 25-35 С</p>	<p>Колонии красного цвета</p>	



Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»

ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606


пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
<p><i>КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫЕ БАКТЕРИИ (РОСТ ДРОЖЖЕЙ И ПЛЕСЕНЕЙ ПОДАВЛЯЕТСЯ)</i></p> 	<p>Wallerstein Differential Broth (WLD) MHA000P2D</p>	<p>Пивоварение</p>	<p>40-48ч / 30-35С</p>	<p>Небольшие колонии синезеленого цвета</p>	<p>Детекция и подсчет бактерий, присутствующих в небольших кол-вах</p>



Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»



ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606
пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Показатель	Наименование среды, каталожный номер	Область применения	Условия инкубирования	Результат	Примечание
<p><i>BRETTANOMYCES</i></p> 	<p><i>Brettanomyces</i> Selective Broth MHA00BSM2</p>	<p>Производство вина и пива</p>	<p>30С</p>	<p>Обычно небольшие колонии белые или кремовые</p>	
<p>ПСЕВДОМОНАС</p> 	<p><i>Pseudomonas</i> Selective Broth MHA000P2P</p>	<p>Фармацевтика, биотехнология, косметика и др.</p>	<p>24ч / 35С</p>	<p>На среде растут только псевдомонады! <i>Ps.aeruginisa</i> – сине-зеленого или коричневого цвета и флюоресцируют</p>	

Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»

ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606

пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,

223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,


Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by



Чашки Петри, картонные подложки, петрислайды

Каталожный номер	Наименование	Кол-во в упак.
AP10045S0	Абсорбирующие подложки, диам. 47 мм, в тубах	10×100 шт
AP10047E0	Абсорбирующие подложки, стерильные, диам. 47 мм в конвертах	10×10 шт
PD2004700	Чашки Петри стерильные одноразовые, для фильтра 47 мм	150 шт
PD2004705	Чашки Петри стерильные одноразовые, для фильтра 47 мм	600 шт
PD20047S0	Чашки Петри с картонными подложками, стерильные, 47 мм	150 шт
PD20047S5	Чашки Петри с картонными подложками, стерильные, 47 мм	600 шт
PD1504700	Петрислайды 51×76 мм, для фильтра 47 мм, стерильные	100 шт
PDMA04700	Петрислайды 51×76 мм, с абсорбирующей подложкой, для фильтра 47 мм, стерильные	100 шт



Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»

ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606

пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,

223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by





Официальный дилер Merck Millipore в Беларуси:

Частное предприятие «Аплитек»

ул. 40 Лет Победы, 27/4, оф. 606

пос. Боровляны, Минская обл., Минский р-н,
223053, Беларусь

Тел. +375 17 500 28 33,

Тел/факс: +375 17 500 28 10,

e-mail: info@aplitec.by

