

# MILLIPORE



## ***SYNERGY UV – вода реagentного качества с пониженным содержанием органического углерода.***

Компактная бесшумная система **SYNERGY UV** включает в себя последние разработки фирмы **Millipore** в области технологии очистки и полировки воды

**Сопротивление: 18.2 МОм\*см**

**ТОС < 5 ppb (с ультрафиолетовой лампой)**

**Бактерии < 1 cfu/ml (с фильтром SimFilter)**

**Пирогены < 0.001 Eu/ml (с фильтром BioPak)**

**Производительность по воде типа I: 1.2 л/мин**

### **СИСТЕМА ИДЕАЛЬНА для исследователей,**

- которым требуется **до 10 л/день** воды реagentного качества (тип I)
- которым нужна простая и надежная система
- которые ценят свое время

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- независимый доступ к сверхчистой воде
- мобильность и простота использования системы
  - простота запуска
  - простота эксплуатации
  - простота обслуживания
- **предельно низкая цена**

***ПОЛУЧАЕМАЯ ВОДА ИДЕАЛЬНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ТОНКИХ АНАЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕЛАБОРАТОРНЫХ ЗАДАЧ***

**Вода типа I**

**Реagentного качества**

**Все критические лабораторные задачи**

#### **Инструментальный анализ**

- атомная адсорбционная и атомная эмиссионная спектроскопия
- высокоэффективная жидкостная хроматография
- газовая хроматография и газовая хроматография с масс-спектрометрией
- капиллярный электрофорез
- атомная адсорбционная и эмиссионная спектроскопия

#### **Молекулярная биология**

#### **Двухмерный электрофорез**

#### **Токсикологические исследования**