

RCS® Compressed Gas Adapter Touch

Артикул: 1.44257.0001

Наименование полное: Адаптер для сжатых газов RCS® High Flow Touch

Количество штук в упаковке: 1

Адаптер для сжатых газов RCS® предназначен для микробиологического мониторинга сжатых газов.

При определении количества микроорганизмов в сжатом газе стерилизованный адаптер надевают поверх защитного колпака пробоотборника RCS. Адаптер отличается легкой эксплуатацией благодаря простому монтажу, небольшим весом и надежностью.

Адаптер возможно применять при анализе газов под давлением 1 Бар $\pm$ 10%. Более высокое давление следует понизить помощью редукционного клапана, для мониторинга газов с более низким давлением необходимо воспользоваться ограничивающими соплами.

Набор наконечников для адаптера для сжатых газов RCS®

Артикул: 1.44235.0001

Наименование полное: набор из 5 наконечников для изменения давления входящего воздуха от 0.1 до 7.0 бар

Количество штук в упаковке: 5

Ограничивающие сопла для адаптера для сжатых газов RCS® позволяют производить мониторинг сжатых газов под давлением от 0.1 до 7.0 бар.

