

Ферменты Merck



Номер по каталогу	Название	Фасовка
107149	Papain 30000 USP-U/mg - stabilized with sodium disulfite, suitable for use as excipient EMPROVE® exp	Фасовки 5 кг (металл. бочка) и 25 кг (фибровый картон)
107147	Papain 6000 USP-U/mg - stabilized with sodium disulfite, suitable for use as excipient EMPROVE® exp	Фасовки 5 кг (металл. бочка) и 25 кг (фибровый картон)
101651	Bromelain (from pineapples) 2 mAnson U/mg for biochemistry EC 3.4.22.32	Фасовки 25 г и 1 кг (стекл бут)
107197	Pepsin - (from porcine gastric mucosa) 0.7 Ph Eur U/mg suitable for use as excipient EMPROVE® exp	Фасовки 5 кг (пластик бут)
107190	Pepsin - (from porcine gastric mucosa) 2000 FIP-U/g EC 3.4.23.1, suitable for use as excipient EMPROVE® exp	Фасовки: 1 кг (пластик бут)
108444	Trypsin - (from porcine pancreas) lyophilized, purified by affinity chromatography for protein sequence analysis, 1 package contains 5 x 50 µg EC 3.4.21.4	Фасовки: 5 x 50 мкг (алюм бут)
107133	Pancreatin - 1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur, 4 x USP	Фасовки: 5 кг
107130	Pancreatin - (from porcine pancreas) 350 FIP-U/g Protease, 6000 FIP-U/g Lipase, 7500 FIP-U/g Amylase, suitable for use as excipient EMPROVE® exp USP	Фасовки: 1 кг (пластик бут)
101695	Benzonase® эндонуклеаза, класс чистоты I (≥99%), для биофармацевтического производства, EMPROVE® bio, 100 000 Ед	Фасовки: пластик. бутылка
1016970001	Benzonase® эндонуклеаза, класс чистоты I (≥99%), для биофармацевтического производства, EMPROVE® bio, 500 000 Ед	Фасовки: алюм бутылка
1016970010	Benzonase® эндонуклеаза, класс чистоты I (≥99%), для биофармацевтического производства, EMPROVE® bio, 5 000 000 Ед	Фасовки: пластик. бутылка

**Официальный дистрибьютор Merck в Беларуси:
Частное предприятие "Аплитек"**

тел. +375 17 511 35 51

факс: +375 17 511 36 51

e-mail: info@aplitec.by

www.aplitec.by