


Millipore®

Filtration, Separation
& Preparation



Лабораторный гомогенизатор (ESH)



Область применения:

Лабораторный гомогенизатор предназначен для гомогенизации проб пищевых продуктов в специализированных средах

Основные характеристики гомогенизатора ESH:

- Многофункциональный цифровой дисплей / контрольная панель
- Выбор скорости (4/ 6/ 8/ 10 ударов)
- Выбор времени (от 1 секунды до 1 часа)
- Плотно закрывающаяся дверца с окном
- Регулируемая мощность
- Бесшумный двигатель
- Лоток для сбора жидкости
- Съёмные автоклавируемые лопасти

Параметр	Характеристики
Рабочий объем	50—400 мл
Питание	100V~ to 240V~ 50 to 60 Hz
Габаритные размеры (Ш*В*Г)	26.5 x 42 x 26 cm 10.433 x 16.45 x 10.24 in.
Масса	16 кг
Время гомогенизации	1 с — 1 ч; либо автостарт при закрытии, остановка при открытии
Скорость гомогенизации	4, 6, 8, 10 ударов

www.merckmillipore.com/biomonitoring

Дистрибьютор Merck в Беларуси:

Частное предприятие “Аплитек”

Тел. +375 17 511 35 51,

Факс: +375 17 511 36 51,

e-mail: info@aplitec.by

www.aplitec.by

MERCK